

## Locator – połączenie protezy ruchomej

Locator to uniwersalne połączenie protezy ruchomej opatentowane i produkowane przez amerykańską firmę Zest Anchors. Produkt przeznaczony jest do protez całkowitych i częściowych opartych całkowicie na implantach lub o częściowym podparciu śluzówkowym. Samocentrujące właściwości ułatwiają pacjentom zakładanie protezy i chronią zaczepek przed przypadkowym uszkodzeniem przez pacjenta. Kombinacja wewnętrznej i zewnętrznej retencji gwarantuje maksymalną siłę utrzymania protezy przez cały okres jej użytkowania. Mikroruchy wkładki nylonowej chronią implant lub uzębienie resztkowe, na którym implant jest zamocowany, przed bezpośrednim wpływem sił żucia.



Locator jest kompatybilny z większością obecnych w Polsce systemów implantologicznych, z różnymi średnicami platformy protetycznej i dla różnych standardów platformy (sześciokąt wewnętrzny i zewnętrzny, ośmiokąt wewnętrzny i platformy oryginalne). Zaczepek dostępny jest w różnych wysokościach (od 0 do 6 mm), co pozwala dostosować go do grubości tkanki miękkiej. Dzięki specjalnym wkładkom nylonowym rozbieżność implantów nie stanowi problemu – zaczepek Locator umożliwia osadzenie protezy na implantach lub korzeniach własnych pacjenta także w przypadkach, kiedy osie implantów są od siebie odchyłone w sumie do 40° (dla pojedynczego implantu maksymalnie 20° odchylenia od osi wprowadzenia protezy). Zaczepek Locator jest dostępny w ciągłej sprzedaży w firmie Garmed.

Dodatkowe informacje: Garmed Sp. z o. o., tel. 022 338 70 50