

pięra i uwalnia  
od ucisku gło-

zynfekcji, **cena:**  
340,00 zł brutto).

Zestaw zawiera: posze-  
rzacze Maillefer (2 szt.),

www.dentsply.pl  
tel. 33 828 73 40

## X-CUBE

Garmed wprowadził na rynek urządzenie X-Cube - wysokiej klasy fizjodyspenser z bezszczotkowym mikrosilnikiem. Urządzenie wyróżniają: cicha praca, duży wyświetlacz LCD i atrakcyjna cena. X-Cube posiada ergonomiczny sterownik nożny umożliwiający łatwą zmianę parametrów w trakcie pracy. Fizjodyspenser wyposażono w pompę perystaltyczną o pięciu

poziomach wydajności, które można ustawiać w zależności od potrzeb także sterownikiem nożnym. W pamięci X-Cube zaprogramowano parametry 10 najpopularniejszych rodzajów końcówek (1:5, 1:4, 1:2, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1, 256:1). Urządzenie dostarczane jest w zestawie z kątnicą chirurgiczną z wewnętrznym i zewnętrznym chłodzeniem o redukcji 32:1 oraz

systemem mocowania wiertel na przycisk, która zapewnia optymalne parametry pracy w praktyce implantologicznej (18-1562 obr./min oraz moment obrotowy 5-55 Ncm). Producentem X-Cube jest koreańska firma Saeshin.

**KONTAKT**  
Garmed Sp. z o.o.  
tel. 22 338 70 50

