

Wąska platforma w Implantach MIS Seven

Firma Garmed rozpoczęła sprzedaż implantu Seven Narrow Platform, następnego z linii implantów Seven produkcji firmy MIS Implants Technologies Ltd.

Seven Narrow o średnicy 3,3 mm łączy wszystkie zalety implantów Seven (geometria, zdolność do kondensacji kości, szybkość implantacji) z zaletami implantów wąskich: możliwością implantacji w wąskich wyrostkach zębodołowych i przy brakach pojedynczych pomiędzy istniejącym uzębieniem o niewielkiej szerokości.

Szerokość implantu nie przekracza w żadnym miejscu 3,3 mm, co uzyskano dzięki modyfikacji platformy protetycznej z sześciokątem wewnętrznym. Rozmiar sześciokąta ograniczono do 2,1 mm i zmodyfikowano śrubę mocującą. W efekcie uzyskano połączenie o mniejszym rozmiarze, ale o tej samej wytrzymałości.

Implant MIS Seven Narrow Platform został zaopatrzony w szeroką gamę nadbudów protetycznych anatomicznych, estetycznych i kątowych oraz zaczepów kulkowych, co eliminuje ograniczenia występujące w dotychczas stosowanych wąskich implantach.

Dotychczasowi użytkownicy uniwersalnych kaset chirurgicznych systemu MIS mogą wykorzystać posiadane instrumentarium, uzupełniając je o 2 lub 3 instrumenty, w zależności od preferowanych rozwiązań protetycznych.

Bliższe informacje: www.garmed.pl

